

Phacoptics Anbindung für DURIA

Befehl PHACOEX

exportiert die IOL Daten für Phalcosoftware.

Befehl PHACOP

Befehl PHACSIC

importiert die Daten aus der Phalcosoftware in DURIA.

Die Datei muss im Unterverzeichnis Phaco des Dokumentenarchives liegen. Der Dateiname ist <Pateintenummer>.crx .Es kann nur diese Datei zum aktuellen Patienten importiert werden, die die richtige Patientenummer hat.

Die Daten werden in PO des aktuellen Tages geschrieben.

Arbeitsablauf

Patient in DURIA aufrufen.

Phacoptics für den Patienten bearbeiten. Und die Daten exportieren.

Die Datei muss ins lokale Archiv in den Ordner Phaco vorliegen werden.

Beim aktuellen Patienten werden die Werte in PO eingetragen.

Mit dem **Befehl PHACOP** werden die Werte aus der OP Data Maske in PO eingetragen.

Mit dem **Befehl PHACSIC** werden die Werte aus der SIC Maske in PO eingetragen.